

# OPTI-FREE® PureMoist®

Víceúčelový roztok pro pohodlí po celý den.



## Duální dezinfekční systém POLYQUAD® a ALDOX®

přispívá k bezproblémovému nošení  
kontaktních čoček a chrání zdraví Vašich očí.

## Zvlhčující komplex HydraGlyde®

vytváří kolem kontaktní čočky zvlhčující obal  
pro pohodlí od rána do nočních hodin.<sup>1,2,3</sup>



## Rituál péče o kontaktní čočky

**Připravte si pouzdro na kontaktní čočky a čistící roztok.  
Umyjte si ruce, opláchněte je a osušte.**

### Postup čištění víceúčelovým roztokem OPTI-FREE® PureMoist®<sup>4</sup>



**1.** Vyměte čočku z pravého oka a položte ji na dlaň ruky. Navlhčete čočku čistícím roztokem a promněte ji jemně v dlani z obou stran po dobu 20 sekund.



**3.** Naplňte pouzdro označené písmenem R po okraj čerstvým roztokem a uložte čočku do pouzdra.



**2.** Následně oplachujte každou stranu čočky po dobu 10 sekund.



**4.** Stejný postup opakujte pro levou čočku. Nechte čočky uzavřené v pouzdře nejméně 6 hodin.

**Po uplynutí 6 hodin jsou čočky dezinfikované a připravené k použití.  
Po nasazení čoček použitý roztok vylijte a pouzdro nechejte na vzduchu oschnout.**

[www.mamcocky.cz](http://www.mamcocky.cz)

**Alcon** A Novartis  
Division

1. Lally J, Kettelson H, Borazjani R, et al. A new lens care solution provides moisture and comfort with today's contact lenses. *Optician* 4/1/2011, Vol 241 Issue 6296, 42-46. | 2. Campbell R, Kame G, et al. Clinical benefits of a new multi-purpose disinfecting solution in silicone hydrogel and soft contact lens users. *Eye & Contact Lens* 2012;38(2): 93-101. | 3. Kern JR, et al. Clinical experience with new contact lens disinfecting solution in Europe and Australia. Presented at American Academy of Optometry, October 2011. Boston, MA. | 4. Návod na použití OPTI-FREE® PureMoist®

Pro úplné informace o použití si prosím přečtete návod na použití, který je součástí každého balení.

# AOSEPT® PLUS s HydraGlyde®

Peroxidový roztok pro hloubkovou dezinfekci a dlouhotrvající pohodlí.

- **Peroxidový systém** pro čištění, dezinfekci, neutralizaci, odstraňování proteinů a uchovávání kontaktních čoček.
- **Zvlhčující komplex HydraGlyde®** vytváří kolem kontaktní čočky obal pro celodenní pohodlí při nošení.
- **Neobsahuje konzervační látky**, vhodný pro citlivé oči.



## Rituál péče o kontaktní čočky

**Připravte si pouzdro na kontaktní čočky a čistící roztok.  
Umyjte si ruce, opláchněte je a osušte.**

### Postup čištění peroxidovým roztokem AOSEPT® PLUS s HydraGlyde®<sup>1</sup>

Otevřete modrý košíček držáku označený R. Vyměňte čočku z pravého oka a vložte ji na vyklenutí držáku. Košíček zavřete a dbejte na to, abyste neskřípli čočku. Stejným způsobem umístěte kontaktní čočku z levého oka do bílého košíčku označeného L.

**1.** Důkladně oplachujte obě čočky v košíčku po dobu 5 sekund roztokem AOSEPT® PLUS s HydraGlyde®

**2.** Naplňte nádobku pouzdra až po rysku peroxidovým roztokem.

**3.** Vložte držák s čočkami do pouzdra, zašroubujte a nechte působit po dobu nejméně 6 hodin. V pouzdře probíhá chemická reakce, v průběhu které se AOSEPT® PLUS s HydraGlyde® neutralizuje na fyziologický roztok.

**Po uplynutí 6 hodin jsou čočky dezinfikované a připravené k použití.**

**Po nasazení čoček použitý roztok vylijte a pouzdro nechejte na vzduchu oschnout. Nikdy nedopustěte, aby se neneutralizovaný roztok dostal do přímého kontaktu s okem.**

[www.mamcocky.cz](http://www.mamcocky.cz)

**Alcon** A Novartis  
Division

1. Návod na použití AOSEPT® PLUS s HydraGlyde®

Pro úplné informace o použití si prosím přečtěte návod na použití, který je součástí každého balení.

© 2017 Novartis VC/LC/LCGE/CL/170201/CZ Platnost do 2/2018